


INVACARE® TOP END®

Crossfire



Yes, you can.®



De *Invacare Top End Crossfire* is de ultieme vastframe rolstoel. De open frame constructie geeft de **Crossfire** zijn strakke, minimalistische uitstraling. Als je op zoek bent naar goede prestaties, dan is dit de stoel die je zoekt.

Omdat de **Top End Crossfire** geen onderframe heeft, is hij gemakkelijk in en uit de auto te krijgen. Er zijn weinig schroeven en bouten, wat zich vertaalt in een optimale prestatie en minder onderhoud en reparaties. De **Crossfire** Series biedt opties als een tapstoelopende zitting en een ergonomische zitoptie. De tapse zitbreedte is ideaal voor mensen die zich vast willen weten in hun stoel. De ergo zitoptie kan de houding verbeteren en drukpunten ontlasten voor hen die een zithelling van 2 - 4 inch kiezen. Deze rolstoelen zijn perfect voor diegene die een op maat gemaakte, lichtgewicht rolstoelen zoekt die topprestaties levert.

Het kan je opgevallen zijn dat atleten met een lichamelijke beperking nooit in opvouwbare rolstoelen rijden. Dit is omdat vastframe rolstoelen geschikter zijn om op hoog niveau mee te presteren. Atleten en dagelijkse gebruikers zoeken beiden naar manieren om hun prestaties te verbeteren; een goed ontworpen vastframe rolstoel wordt onderdeel van het lichaam, zodat je meer vrijheid van bewegen en gebruiksgemak krijgt. Body fit, onafhankelijkheid, lichtgewicht en duurzaamheid zijn de belangrijkste eigenschappen van een vastframe rolstoel, die resulteren in een superieure prestatie.

OPTIES EN EIGENSCHAPPEN



Elk op maat gemaakt frame wordt gebouwd met een korte voorvork om het zwaartepunt laag te houden voor verbeterde balans.



Soepele draaimogelijkheid.



Het zijframe biedt 4,25" (circa 108 mm) verstelmogelijkheid voor het zwaartepunt van het achterwiel.



Ergonomische zitoptie direct in het frame geplaatst voor een betere zitpositie.



TECHNISCHE GEGEVENS



12" - 20"
(circa 305 - 508 mm)



14" - 20"
(circa 356 - 508 mm)



Voor: 17" - 21"
(circa 432 - 533 mm)
Achter: 15" - 21"
(circa 381 - 533 mm)



Verstelbaar: 9" - 20"
(circa 229 - 508 mm)
Vast: 8" - 16"
(circa 203 - 406 mm)



Max. 113 kg

Voor alle technische specificaties, verwijzen wij je naar het bestelformulier.