

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® Action⁵ vouwframe CE



Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:
Referentie:
Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
SJC0004	◆ Action5 vouwframe	1904,00
SJC0100	◆ Basismodel Action5	
SJC0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen	
SJC0300	◆ Zelfbeweger	
SJC1050	◆ Zitbreedte 430 mm	
SJC1190	◆ Zitdiepte 450 - 500 mm instelbaar	
SJC1250	◆ Zithoogte voorkant 485 mm	
SJC1340	◆ Zithoogte achterkant 460 mm	
SJC1500	◆ Zitbekleding Nylon met velcro stroken diepte instelbaar	
SJC2010	◆ Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJC2310	◆ Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm	
SJC2400	◆ Zonder duwhandvatten	
SJC2510	◆ Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJC3020	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts	
SJC3120	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
SJC3200	◆ Voetplaat opklapbaar, rechts inclusief verstelbare hielband	
SJC3300	◆ Voetplaat opklapbaar, links inclusief verstelbare hielband	
SJC3430	◆ Wegzwenkbare beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm)	
SJC4010 & 4110	◆ Armsteunen (N°1) uitneembaar, kort, hoogte verstelbaar en diepte instelbaar,	
SJC6000	◆ Framekleur pearl white	
SJC6100	◆ Accentkleur: grijs	
SJC7230	◆ Achterwielen 24" x 1.3/8" lucht, spaken	
SJC7305	◆ Luchtbanden, grijs, 1.3/8"	
SJC7400	◆ Hoepels aluminium	
SJC7500	◆ Quick Release assen	
SJC7630	◆ Standaard achterwielpositie	
SJC7700	◆ 0° camber	
SJC8100	◆ Standaard drukremmen	
SJC8200	◆ Taxifixatie, inclusief veiligheidsgordel (alleen bij rughoogte > 400 mm, niet i.c.m. stokhouder)	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	1904,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
SJC0100	◆ Basismodel Action5	
SJC0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen (niet i.c.m. eendelige voetplaat en vaste beensteunen)	
SJC0210	◆ Frame met vaste 80° beensteunen (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen)	451,00
ZITBREEDTE		
SJC1050	◆ Zitbreedte 430 mm	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



SJC0200



SJC0210

SJCI000		Zitbreedte 305 mm (max. gebr.gew. 100 kg) (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen) (niet i.c.m. ZD 475, 500, 450 - 500 mm en hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen)	108,00
SJCI010		Zitbreedte 330 mm (max. gebr.gew. 100 kg) (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen) (niet i.c.m. ZD 475, 500, 450 - 500 mm en hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen)	108,00
SJCI020		Zitbreedte 355 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen) (niet i.c.m. hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen)	108,00
SJCI030		Zitbreedte 380 mm	108,00
SJCI040		Zitbreedte 405 mm	108,00
SJCI060		Zitbreedte 455 mm	108,00
SJCI070		Zitbreedte 480 mm	108,00
SJCI075		Zitbreedte 505 mm	216,00
SJCI078		Zitbreedte 530 mm (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen)	216,00
ZITDIEPTE			
SJCI190	◆	Zitdiepte 450 - 500 mm instelbaar (geleverd op 475 mm) (niet i.c.m. nylon zitbekleding zonder velcrostroken)	
SJCI100		Zitdiepte 350 mm (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen) (niet i.c.m. ZHV 535 mm, comfort beensteunen, ≥ 6" voorwielen, actieve en zeer actieve achterwielpositie)	40,00
SJCI110		Zitdiepte 375 mm (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen) (niet i.c.m. ZHV 535 mm en zeer actieve achterwielpositie)	40,00
SJCI120		Zitdiepte 400 mm (niet i.c.m. ZHV 535 mm)	40,00
SJCI180		Zitdiepte 400 - 450 mm instelbaar (geleverd op 425 mm) (niet i.c.m. nylon zitbekleding zonder velcrostroken)	40,00
SJCI120		Zitdiepte 400 mm (niet i.c.m. ZHV 535 mm)	40,00
SJCI130		Zitdiepte 425 mm	40,00
SJCI140		Zitdiepte 450 mm	40,00
SJCI150		Zitdiepte 475 mm	40,00
SJCI160		Zitdiepte 500 mm (indien met MatrX kussen - graag apart bestellen)	40,00
ZITHOOGTE - voorkant (gemeten van de grond tot aan midden van de zitting aan de voorkant)			
SJCI250	◆	Zithoogte 485 mm (alleen i.c.m. ZHA 410 - 485 mm)	
SJCI200		Zithoogte 360 mm (alleen i.c.m. ZHA 360 mm en 4" voorwielen, indien comfort beensteunen nodig: deze als apart artikelnummer bestellen)	GM
SJCI210		Zithoogte 385 mm (alleen i.c.m. ZHA 360, 385 mm en 5"x1" voorwielen, indien comfort beensteunen nodig: deze als apart artikelnummer bestellen)	GM
SJCI220		Zithoogte 410 mm (alleen i.c.m. ZHA t/m 410 mm, 4" en 5" voorwielen)	GM
SJCI230		Zithoogte 435 mm (alleen i.c.m. ZHA 385 - 435 mm, niet i.c.m. 7" voorwielen)	GM
SJCI240		Zithoogte 460 mm (alleen i.c.m. ZHA 410 - 460 mm)	GM
SJCI260		Zithoogte 510 mm (alleen i.c.m. ZHA 460 - 510 mm, niet i.c.m. 4" voorwielen)	GM
SJCI270		Zithoogte 535 mm (alleen i.c.m. ZHA 485 - 510 mm en 7" voorwielen, niet i.c.m. 90° beensteunen)	GM
ZITHOOGTE-achterkant (ZHA: gemeten van de grond tot aan midden van de zitting aan de achterkant) verschil ZHV - ZHA = max. 80 mm.			
SJCI340	◆	Zithoogte 460 mm	
SJCI300		Zithoogte 360 mm (alleen i.c.m. 22" en 24" achterwielen)	GM
SJCI310		Zithoogte 385 mm	GM
SJCI320		Zithoogte 410 mm	GM
SJCI330		Zithoogte 435 mm	GM
SJCI350		Zithoogte 485 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
SJCI360		Zithoogte 510 mm (alleen i.c.m. 25" achterwielen)	GM
ZITBEKLEDING			
SJCI500	◆	Zitbekleding Nylon met velcro stroken diepte instelbaar 50 mm (incl. telefoonhouder)	
SJCI510		Zitbekleding Nylon zonder velcro stroken	GM
SJCI520		Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	136,00



SJCI500



SJCI520

RUGLEUNING MET MATRX RUG			
TYPE RUGBUIZEN			
SJC2010		Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	GM
SJC2020		Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°, neerklapbaar (vergrendeld in neergeklapte positie)	124,00
HOOGTE RUGBUIZEN			
SJC2153		Rugbuis met 7° knik, hoogte 400 mm (instelbaar 375 - 400 mm) met lange duwhandvatten	GM
SJC2163		Rugbuis met 7° knik, hoogte 450 mm (instelbaar 425 - 450 mm) met lange duwhandvatten	GM
SJC2173		Rugbuis met 7° knik, hoogte 500 mm (instelbaar 475 - 500 mm) met lange duwhandvatten	GM
MATRX RUG - hoek en hoogte instelbaar			
Matrx Elite			
SJC2460		Matrx Elite met bevestigingsmateriaal - rughoogte 410 mm (breedte rug is zelfde als breedte zitting)	768,00
SJC2465		Matrx Elite met bevestigingsmateriaal - rughoogte 460 mm (breedte rug is zelfde als breedte zitting)	768,00
		Matrx Elite met bevestigingsmateriaal - in andere breedte of hoogte dan zitting namelijk	
SJD2480		Matrx bevestigingsmateriaal, rugkussen wordt los besteld	206,00
Matrx Elite Deep			
SJC2470		Matrx Elite Deep met bevestigingsmateriaal - rughoogte 410 mm	768,00
SJC2475		Matrx Elite Deep met bevestigingsmateriaal - rughoogte 460 mm	768,00
		Matrx Elite Deep met bevestigingsmateriaal - in andere breedte of hoogte dan zitting namelijk	
SJC2480		Matrx bevestigingsmateriaal, rugkussen wordt los besteld	206,00
RUGLEUNING - SPANBANDEN RUG / NYLON RUG			
RUGLEUNING - TYPE RUGBUIZEN			
SJC2010	◆	Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJC2000		Vaste rug, 90°	GM
SJC2020		Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°, neerklapbaar (vergrendeld in neergeklapte positie)	128,00
RUGLEUNING - HOOGTE RUGBUIZEN			
SJC2310	◆	Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm (niet i.c.m. Matrx Elite ruggen)	
SJC2300		Hoogte instelbare rug 360 - 400 mm (niet i.c.m. Matrx Elite ruggen en vaste rug)	GM
RUGLEUNING - DUWHANDVATTEN			
SJC2400	◆	Zonder duwhandvatten	
SJC2410		Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar (niet i.c.m. vaste rug)	238,00
SJC2420		Geïntegreerde (telescopische) duwhandvatten (120 - 140 mm verstelbaar)	170,00
RUGBEKLEDING			
SJC2510	◆	Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJC2505		Vaste nylon rugbekleding (niet i.c.m. rugfixatiestang)	GM
SJC2500		Zonder rugbekleding	GM
BEENSTEUNEN			
SJC3020	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar)	
SJC3120	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links (niet i.c.m. voetplaten per paar)	
SJC3030		Beensteun 90°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts (alleen i.c.m. hoek en diepte instelbare voetplaat, vast voorframe en 4"/5" voorwielen)	121,00
SJC3130		Beensteun 90°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links (alleen i.c.m. hoek en diepte instelbare voetplaat, vast voorframe en 4"/5" voorwielen)	121,00
SJC3010		Beensteun 70°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)	121,00



SJC2310/2300




SJC2410



SJC2420



SJC5500



SJC2510



SJC2505

SJC3110		Beensteun 70°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)	121,00
SJC3040		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar, eendelige voetplaat, vast voorframe, hoog gemonteerde wegzwenkbare beensteunen en verstelbare kuitband, ZB 355 of smaller)	134,00
SJC3140		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links (niet i.c.m. voetplaten per paar, eendelige voetplaat, vast voorframe, hoog gemonteerde wegzwenkbare beensteunen en verstelbare kuitband, ZB 355 of smaller)	134,00
SJC3000		Zonder beensteun, rechts	GM
SJC3100		Zonder beensteun, links	GM
SJC3050		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar, rechts	214,00
SJC3150		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar, links	214,00
VOETPLATEN			
SJC3200	◆	Voetplaat opklapbaar, rechts inclusief verstelbare hielband (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun met korte insteekbuis)	
SJC3300	◆	Voetplaat opklapbaar, links inclusief verstelbare hielband (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun met korte insteekbuis)	
SJC3210		Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts inclusief verstelbare hielband	40,00
SJC3310		Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, links inclusief verstelbare hielband	40,00
SJC3230		Eendelige voetplaat (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun)	185,00
INSTEKBUIZEN			
SJC3430	◆	Wegzwenkbare beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm)	
SJC3420		Wegzwenkbare beensteunen, standaard insteekbuis (onderbeenlengte: 295 - 420 mm)	GM
SJC3410		Wegzwenkbare beensteunen, korte insteekbuis (onderbeenlengte: 285 - 375 mm)	GM
SJC3400		Wegzwenkbare beensteunen, hoog gemonteerde buis (onderbeenlengte: 160 - 375 mm)	GM
SJC3440		Vaste beensteunen, standaard insteekbuis (onderbeenlengte: 320 - 460 mm)	GM
SJC3450		Vaste beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 360 - 500 mm)	GM
ARMSTEUNEN PER PAAR (alle inclusief kledingbeschermers)			
SJC4010 & 4110	◆	Armsteunen (N°1) uitneembaar, kort, hoogte en diepte instelbaar	
SJC4020 & 4120		Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar	GM
SJC4030 & 4130		Armsteunen (N°3) opklapbare, uitneembare, korte armlegger, in hoogte verstelbaar	GM
SJC4040 & 4140		Armsteunen (N°3) opklapbare, uitneembare, lange armlegger, in hoogte verstelbaar	GM
SJC4060		Uitneembare hemi armsteun, rechts	149,00
SJC4160		Uitneembare hemi armsteun, links	149,00
SJC4000 & 4100		Geen armsteunen	GM
SJC3750		Met kledingbeschermer (paar)	GM
SJC3700		Zonder kledingbeschermer / spatborden	GM
SJC3800		Uitneembare spatborden (paar) (niet i.c.m. trommelremmen)	22,00
ZITOPTIES (voor Matrx kussens: ook zitdiepte aangeven)			
SJC5000		Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti-slip)	65,00
SJC5010		Matrx Flo-tech Contour Visco kussen (indien op stoel besteld: niet ZD 500 mm)	212,00
SJC5020		Matrx Flo-tech Image kussen (indien op stoel besteld: niet ZD 500 mm)	439,00
SJC5030		Matrx Flo-tech Lite kussen (indien op stoel besteld: niet ZD 500 mm)	158,00
SJC5040		Matrx Flo-tech Solution Xtra kussen (indien op stoel besteld: niet ZD 500 mm)	570,00
SJC5044		Matrx Flotech Libra kussen (5 dagen extra levertijd)	540,00
MATRIX KUSSEN ZITDIEPTE			
SJC5050		Zitdiepte kussen 400 mm	GM



SJC3020

SJC3010

SJC3030



SJC3040



SJC3050




SJC3200

SJC3210

SJC3230

SJC5052		Zitdiepte kussen 450 mm	GM
SJC5054		Zitdiepte kussen 500 mm	GM
HIELBANDEN			
SJC5400		Kuitband verstelbaar	24,00
RUGFIXATIE			
SJC5500		Rugfixatiestang (inklapbaar)	95,00
FRAMEKLEUREN			
SJC6000	◆	Framekleur pearl white	
SJC6010		Framekleur anthracite black	16,00
SJC6020		Framekleur pop blue	16,00
SJC6030		Framekleur dark red	16,00
SJC6040		Framekleur electric green	59,00
SJC6050		Framekleur hypnotic purple	59,00
SJC6060		Framekleur pearl grey	16,00
SJC6070		Framekleur matt black	16,00
SJC6080		Framekleur intense yellow	59,00
SJC6090		Framekleur vibrating orange	59,00
ACCENTKLEUREN (voorvork & wiel, afdekplaatje QR as)			
SJC6100	◆	Grijs	
SJC6110		Blue	69,00
SJC6200		Purple	69,00
VOORWIELEN			
SJC7090	◆	Voorwielen 6" X 1.1/4", lucht (niet i.c.m. 90° beensteunen)	
SJC7000		Voorwielen 4" X 1.1/4", softroll	32,00
SJC7020		Voorwielen 4" X 3/4", massief	32,00
SJC7040		Voorwielen 4"X1.3/8", alu softroll	32,00
SJC7055		Voorwielen 5"X1", massief	32,00
SJC7070		Voorwielen 5"X1.3/8", alu softroll	32,00
SJC7080		Voorwielen 6"X1", massief (niet i.c.m. 90° beensteunen)	32,00
SJC7100		Voorwielen 6"X1.3/8", alu softroll (niet i.c.m. 90° beensteunen)	32,00
SJC7110		Voorwielen 7"X1.1/4", massief (niet i.c.m. 90° beensteunen)	32,00
ACHTERWIELEN			
SJC7230	◆	Achterwielen 24", gekruist gespaakt (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief)	
SJC7200		Achterwielen 22", gekruist gespaakt (niet met RVS hoepels) (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief)	GM
SJC7210		Achterwielen 22", lichtgewicht radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief, niet i.c.m. spaakbeschermers, trommelremmen)	128,00
SJC7240		Achterwielen 24", lichtgewicht, radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (niet i.c.m. anti-lek inserts, spaakbeschermers, trommelremmen)	128,00
SJC7244		Achterwielen 24", zwarte Spinerly wielen (alleen i.c.m. hogedruk luchtband of Schwalbe banden, niet i.c.m. RVS hoepels, spaakbeschermers, trommelremmen)	648,00
SJC7250		Achterwielen 25", lichtgewicht, radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (alleen i.c.m. Schwalbe banden en aluminium hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermers, trommelremmen)	148,00
SJC7260		Achterwielen 25", zwarte Spinerly wielen (alleen i.c.m. Schwalbe banden, niet i.c.m. spaakbeschermers, trommelremmen)	648,00
BANDEN			
SJC7305	◆	Luchtbanden, grijs, 1.3/8"	
SJC7300		Massieve banden 1.3/8" grijs	83,00
SJC7310		Schwalbe High Pressure luchtbanden	85,00
SJC7320		Schwalbe luchtbanden Marathon Plus Evo 1"	85,00
SJC7330		Banden met anti-lek inserts 1.3/8"	111,00



SJC5400



SJC7230



SJC7210,40,50



SJC7260

HOEPELS			
SJC7400	◆	Hoepels aluminium	
SJC7410		Hoepel roestvrijstaal (alleen i.c.m. gekruist gespaakt 24" achterwiel)	137,00
SJC7420		Hoepel met zwarte anti-slip coating	217,00
ACHTERWIELASSEN			
SJC7500	◆	Quick Release assen	
ACHTERWIELPOSITIE			
SJC7630	◆	Standaard achterwielpositie	
SJC7620		Medium actieve achterwielpositie	GM
SJC7610		Actieve achterwielpositie	11,00
SJC7600		Zeer actieve achterwielpositie	11,00
CAMBER			
SJC7700	◆	0° camber	
SJC7710		1° camber	GM
SJC7720		2° camber	GM
SJC7730		3° camber	11,00
SJC7740		4° camber	11,00
SPAAKBESCHERMERS			
SJC8000		Spaakbeschermers transparant 24", per paar (echter in het zwart bij gekruist gespaakt 24" achterwiel)	247,00
REMMEN/REMVERLENGERS			
SJC8100	◆	Standaard drukremmen	
SJC8110		Trekremmen	95,00
SJC8120		Drukremmen, verlengd	50,00
SJC8130		Trekremmen, verlengd	145,00
SJC8160		Trommelremmen voor begeleider incl. standaard drukremmen óf trekremmen (alleen i.c.m. duwhandvatten en gekruist gespaakt 22" of 24" achterwielen)	501,00
ANTI-TIP			
SJC8500		Anti-tip rechts	103,00
SJC8550		Anti-tip links	103,00
OPTIES			
SJC8200	◆	Taxifixatie, inclusief veiligheidsgordel	
SJC9200		Trapdop, rechts	26,00
SJC9100		Trapdop, links	26,00
SJC9000		Stokhouder	23,00
SJC5100		Clip om de stoel gevouwen te houden	34,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
		Alber e-motion M15/M25, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber twion M24, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber viamobil V14 eco, elektrische duwhulp* incl. lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duwhulp* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	



SJC8100

SJC8120



SJC8160



SJC8500



SJC9100



SJC9000

		Rear wheel in function of REAR seat height (RSTF)							
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510
Wheel size	22"		x	x	x	x	x		
	24"		x	x	x	x	x	x	
	25"				x	x	x	x	x

		Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)								
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510	530
Castor size	4"		x		x	x	x	x		
	5"			x	x	x	x	x	x	
	6"					x	x	x	x	
	7"						x	x	x	x