



Yes, you can.®

## ➤ DOLOMITE MAXI+



### Sterker en slimmer

De **DOLOMITE MAXI+** is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan een extra robuust en royaal frame. De nieuwe **DOLOMITE MAXI+** heeft daarom een versterkt frame en is geschikt voor belastingen tot 200 kg.



## ➤ Extra ruimte

De brede zitting en de 10 cm extra ruimte tussen de hendels staan garant voor maximaal zitcomfort.

De zitting kan worden opgeklapt voor extra bewegingsvrijheid. Dat betekent prettiger lopen, een ruimer handbereik en minder moeite met deuren openen.




## ➤ Aanpasbaar aan individuele eisen

De **DOLOMITE MAXI+** is er in twee hoogtevarianten. Elke variant heeft zelf ook weer een ruim hoogtestelbereik. Kies de uitvoering met hoge zitting als u de afstand tussen zitten en staan klein wilt houden.

De **DOLOMITE MAXI+** is leverbaar met een ruim aanbod accessoires voor verdere aanpassing aan individuele behoeften.

### Opties en eigenschappen



**Comfortabele steunband**



**Vertragingsrem**

Voorkomt dat de rollator ongewild wegrijdt.



**Stokhouder**

Zorgt dat de stok altijd bij de hand is en nooit in de weg zit.

### Technische gegevens

Maxi 55	69 cm	65 cm	53 cm	72 - 89 cm	56 cm
Maxi 65	69 cm	74 cm	53 cm	81 - 98 cm	65 cm
Maxi 55	47 cm	20 cm	9,6 kg	200 kg	Bariatric use
Maxi 65	47 cm	20 cm	9,9 kg	200 kg	

### Artikelcode

**Maxi 55** 12122  
**Maxi 65** 12120

### Kleur



RAL 5023

Dit document bevat een weergave van de actuele stand van zaken ten tijde van publicatie.

Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dolomite is een handelsnaam en merknaam van Invacare®.



INVACARE® B.V.  
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede  
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 · Fax: +31 (0)318 - 69 57 58  
Email: nederland@invacare.com · [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)



MAXI - NL - 07/09

© Invacare® International Sàrl 2009. Alle rechten voorbehouden.